

Dispersão da Luz por um Prisma.

Indice de Refração, Poder Dispersivo e Poder de Resolução do Vidro pelo método do Desvio Mínimo.

1 Objectivo do trabalho

Com este trabalho pretende-se efetuar um estudo da dispersão da luz através de um prisma de vidro. Através do conceito de ângulo de desvio mínimo, será determinada a variação do índice de refração do prisma com o comprimento de onda. Uma vez conhecido o índice de refração, serão calculadas duas grandezas associadas, o poder dispersivo e o poder de resolução.



Figura 1: A famosa capa do LP 'Dark Side of the Moon" dos Pink Floyd de 1973 ilustra o fenómeno de dispersão pelo prisma, que foi inicialmente analisado por Newton.

2 Princípio do método

Um prisma de um meio transparente, homogéneo e isotrópico de índice de refração n, quando colocado no percurso de um feixe luminoso incidente produz um desvio angular δ no feixe emergente que depende do ângulo de incidência, i_1 . Pode provar-se que a função desvio angular vs comprimento de onda λ apresenta um ponto de estacionariedade (i.e.,

derivada nula) que é um mínimo se n > 1. Mostra-se também que, nessa situação, as direções dos dois feixes são igualmente inclinadas em relação às faces do prisma, i.e. o ângulo de incidência i_1 é igual ao ângulo de transmissão emergente t_2 (Figura 2). Nesse caso, o índice de refração, n, pode ser calculado² simplesmente através da expressão seguinte:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha + \delta_{min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \tag{1}$$




Figura 2: Esquema da transmissão do feixe incidente num prisma colocado na plataforma do goniómetro de Babinet. A direção do feixe transmitido desvia-se do ângulo δ em relação ao feixe incidente.

em que α e δ_{min} são o ângulo do vértice do prisma e o ângulo de desvio mínimo referido, respetivamente. Este desvio mínimo depende do comprimento de onda da radiação incidente, λ , em virtude de n depender de λ .

2.1 Poder dispersivo e poder de resolução

Define-se poder dispersivo dum material como a derivada de n em ordem a λ , e escreve-se como $\left(\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}\right)$. Como esta função não é constante, deve indicar-se o valor do poder dispersivo relativamente a um determinado valor de comprimento de onda incidente, ou $\left(\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}\right)_{\lambda_i}$.

O poder separador ou poder de resolução de um dado instrumento óptico³, definido como $R_{\lambda} = \frac{\lambda}{\Delta \lambda}$, é a capacidade que este possui de permitir que se observem separadamente dois comprimentos de onda muito próximos, afastados de $\Delta \lambda$, na vizinhança de um valor médio $\overline{\lambda}$. Esta grandeza é adimensional e quanto maior for o seu valor, melhor é a resolução do instrumento.

¹Ver Apêndice 2.

²Ver também Apêndice 2.

³ Optical Resolution em inglês.

No caso do prisma obtém-se a seguinte expressão para ⁴.

$$R_{\lambda} = l \left(\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda} \right)_{\lambda} \tag{2}$$

em que l é o maior percurso do feixe luminoso no interior do prisma.

Uma rede de difração permite também observar separadamente dois comprimentos de onda muito próximos. No entanto, para uma rede de difração linear a resolução (além de variar com o comprimento de onda) depende da ordem de difração, m

$$R_{\lambda_{difrac}} = m N \tag{3}$$

sendo N o número de linhas da rede iluminadas pelo feixe.

3 A experiência

3.1 Equipamento

- 1. Goniómetro de Babinet.
- 2. Prisma triangular de vidro.
- 3. Lâmpada espetral de Mercúrio ou Hélio.

No Trabalho anterior colocou-se o prisma na plataforma de modo a poderem observar-se as reflexões nas duas faces polidas (Fig. 3). As direções dos raios refletidos fazem um ângulo θ , que se mediu com o goniómetro e que é o dobro do ângulo principal do prisma α . Determinou-se assim facilmente o ângulo do prisma com uma precisão e exatidão muito melhores do que com um transferidor, por exemplo.

À partida podia determinar-se o ângulo δ_{min} medindo com a objectiva a direção do raio incidente (sem prisma) e a direção do raio emergente que corresponda ao desvio mínimo (Figura 2). No entanto, para compensar as eventuais assimetrias do aparelho devem fazer-se observações para os desvios à esquerda e à direita. Neste cas,o é facil provar que o ângulo formado entre os dois raios emergentes (para a mesma cor) é o dobro do ângulo de desvio, δ_{min} (não sendo necessário determinar a direção do raio incidente, i_1).

O prisma que se usa é em geral de secção reta triangular (equilátero ou isósceles). A lâmpada espetral é uma fonte de luz policromática que contem dois elétrodos situados no interior de um invólucro (vidro em geral) onde existe uma substância "ativa" em muito pequena quantidade, numa atmosfera rarefeita. A alimentação, em geral é de alta tensão, produz entre os elétrodos uma descarga que vaporiza, excita e ioniza a substância ativa. As diferentes excitações permitem transições radiativas que dão origem à emissão de um feixe constituido por diferentes comprimentos de onda bem definidos e que se encontram muito bem identificados na literatura.

Todas as lâmpadas espetrais emitem no ultravioleta que é nocivo para a pele e e para os olhos dos observadores, mas o vidro no interior do qual se dá a descarga absorve a maior

 $^{^4\}mathrm{Ver}$ derivação no Apêndice 3

⁵Ver Apêndice 1.

⁶Que dá o nome à lâmpada, e.g. Mercúrio, Hélio, Néon, etc.

⁷Pode consultar a extensa base de dados online em NIST Atomic Spectra Database.




Figura 3: Esquema da reflexão do feixe incidente num prisma colocado na plataforma do goniómetro de Babinet. As direções dos dois raios refletidos fazem entre si um ângulo θ que é o dobro do ângulo α do prisma.

parte destas radiações perigosas. Para ainda reduzir os riscos, a lâmpada tem um invólucro, em geral metálico, apenas com uma abertura para permitir iluminar uma fenda estreita e regulável junto à luneta do goniómetro, que produz uma linha vertical na imagem. A aresta do triângulo definido pelas superfícies planas onde se produz a reflexão e/ou transmissão deve ficar paralela a esta fenda.

4 Protocolo Experimental

- 1. Ligue a lâmpada espetral e espere 10 a 15 minutos até que se estabeleça o equilíbrio térmico no seu interior.
- 2. Enquanto espera comece por regular a ótica do goniómetro tal como descrito no Guia do Trabalho anterior.
- 3. Verifique o nivelamento horizontal do goniómetro e da plataforma onde vai colocar o prisma com a ajuda de um nível de bolha.
- 4. Utilize o valor do ângulo α entre as faces polidas do prisma obtido no trabalho anterior.
- 5. Observe agora a transmissão das várias cores através do prisma com o feixe incidente numa das faces, na posição da Figura 2. Se o instrumento estiver bem focado deve observar uma série de imagens coloridas da mesma fenda isoladas (riscas), uma por cada comprimento de onda λ .
- 6. Escolha duas dessas cores bem afastadas. Rodando o prisma obtenha um conjunto de valores que permita fazer um gráfico dos ângulos de desvio, $\delta(i_1)$, em função do ângulo de incidência, i_1 e um ajuste polinomial (Nesta fase não precisa de utilizar o nónio da escala de minutos). Pelo gráfico verifique que existe de facto um mínimo no ângulo de desvio, $\delta(i_{min})$, mas que este e o ângulo i_{min} são diferentes para cada cor.



Figura 4: Fotografia do goniómetro de Babinet utilizado na experiência.

- 7. Em seguida, para medir o desvio mínimo, para cada risca, tem primeiro de colocar o prisma na posição apropriada. Deve portanto olhar pela objectiva e, fixando a risca, rodar o prisma até observar que o desvio é mínimo. De seguida, com o parafuso micrométrico associado à luneta, centrar a imagem da fenda no retículo e meça o ângulo $\delta_{min(esq)}(\lambda)$. Comece por usar todas as cores quando o prisma desvia para o lado esquerdo (cada elemento do grupo deve efectuar as suas medidas).
- 8. Repita o ponto anterior, mas para o prisma a desviar o feixe para o lado direito. Calcule os desvio mínimos:

$$\delta_{min}(\lambda) = \frac{|\delta_{esq} - \delta_{dir}|}{2}$$

- 9. Com os desvio mínimos, e identificando nas tabelas os valores dos comprimentos de onda das riscas visíveis, calcule o índice de refração a partir da Eq. 1 e represente graficamente a função $n(\lambda)$. Ajuste uma curva polinomial aos pontos obtidos. Através da estimativa da derivada desta função, calcule o poder dispersivo do vidro para o comprimento de onda médio das duas riscas amarelas do sódio $(\overline{\lambda}_{amarel} \approx 589 \, nm)$.
- 10. Faça uma estimativa da maior distância percorrida pelo feixe luminoso no prisma,l, (que é aproximadamente o comprimento da aresta) e calcule o Poder de Resolução do prisma para o comprimento de onda $\bar{\lambda}_{amarel}$ referido no ponto anterior.
- 11. Substitua no centro da plataforma do goniómetro o prisma por uma rede de difração de 600 linhas por milímetro. Compare a separação angular, $\Delta \delta_{rede}$, das duas riscas mais próximas observadas com a rede com a que obteve, para as mesmas riscas, usando o prisma. Comente, utilizando a expressão (3).

Apêndices

A1. Ângulo do Prisma

Vamos demonstrar que o ângulo θ entre as direções dos dois feixes reflectidos é o dobro do ângulo do vértice do prisma α . Considere-se a incidência nas condições da Figura 3. A figura plana quadrangular ABEC tem dois ângulos retos: ABE e ECA. Assim o ângulo CAB, α , é suplementar do ângulo BEC, e portanto o ângulo externo em E (assinalado na figura) tem o mesmo valor do ângulo do prisma. Na figura plana quadrangular DBEC está definido um ângulo θ que é o ângulo formado pelas direções dos raios refletidos na face AB e AC. Entre este ângulo e os ângulos de incidência β e γ existe a relação

$$2\beta + 2\gamma + \theta = 2\pi \tag{4}$$

e entre os ângulos de DBEC

$$\beta + \gamma + \theta + \pi - \alpha = 2\pi \tag{5}$$

O sistema destas duas equações permite obter

$$\alpha = \theta/2 \tag{6}$$

A2. Desvio mínimo

Iremos demonstrar que (i) o feixe para o qual o desvio é mínimo atravessa o prisma simetricamente (isto é, paralelamente à sua base) e (ii) essa configuração corresponde de facto a um mínimo do desvio.

Supondo um prisma que tem um índice de refração n em relação ao meio em que está imerso, na configuração da Figura 2, os feixes que são transmitidos através do mesmo sofrem um desvio $\delta(\lambda)$. Os ângulos α e de desvio δ são exteriores respetivamente aos triângulos BCD (em D) e BEC (em E), e portanto temos

$$\delta = (i_1 - t_1) + (t_2 - i_2) \tag{7}$$

$$\alpha = t_1 + i_2 \tag{8}$$

o que permite obter a seguinte relação fundamental

$$\delta = i_1 + t_2 - \alpha \tag{9}$$

Por outro lado, estes ângulos satisfazem a lei de Snell-Descartes da refração (para o feixe de entrada e para o de saída)

$$n = \frac{\sin i_1}{\sin t_1} = \frac{\sin t_2}{\sin i_2} \tag{10}$$

No caso geral o ângulo δ depende do ângulo de incidência i_1 e pode provar-se que a função envolvida tem uma estacionariedade. Para encontrar o desvio mínimo δ_{min} , comecemos então por calcular a derivada de δ em relação ao ângulo de incidência i_1 (expressão 9).

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}i_1} = 1 + \frac{\mathrm{d}t_2}{\mathrm{d}i_1} \tag{11}$$

Obtendo $\sin i_1$ e $\sin t_2$ da relação (10) e calculando também as suas derivadas em ordem a i_1 obtemos as duas igualdades

$$\cos i_1 = n \cos t_1 \cdot \frac{\mathrm{d}t_1}{\mathrm{d}i_1} \tag{12}$$

$$\cos t_2 \cdot \frac{\mathrm{d}t_2}{\mathrm{d}i_1} = n \, \cos i_2 \cdot \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}i_1} \tag{13}$$

Atendendo à relação (8) temos também para a sua derivada

$$\frac{\mathrm{d}t_1}{\mathrm{d}i_1} = -\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}i_1} \tag{14}$$

e combinando (12), (13) e (14) obtém-se

$$\frac{\mathrm{d}t_2}{\mathrm{d}i_1} = -\frac{\cos i_2 \cos i_1}{\cos t_2 \cos t_1} \tag{15}$$

e a relação (11) vem

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}i_1} = 1 - \frac{\cos i_2 \, \cos i_1}{\cos t_2 \, \cos t_1} \tag{16}$$

Esta função admite um zero para a seguinte condição:

$$\cos i_2 \cos i_1 = \cos t_2 \cos t_1 \tag{17}$$

Atendendo a (10) e à relação entre coseno e seno obtém-se (após alguns cálculos, aqui abreviados)

$$\sin^2 t_1 \cdot (1 - n^2) = \sin^2 i_2 \cdot (1 - n^2) \tag{18}$$

que para os ângulos considerados ($\leq \pi/2$) e para $n \neq 1$ implica que no ponto de estacionariedade de δ se verificam as seguintes condições de simetria:

$$i_1 = t_2 = i \tag{19}$$

$$t_1 = i_2 = t \tag{20}$$

Ou seja: o ângulo de incidência i_1 é igual ao ângulo de saída do prisma t_2 , e os ângulos de refracção interna t_1 e i_2 são iguais. Isto implica que o feixe se propaga paralelamente à base do prisma. Obtém-se assim a seguinte expressão para o ângulo de desvio mínimo

$$\delta_{min} = 2i - 2t = 2i - \alpha \tag{21}$$

o que permite calcular t a partir do ângulo do prisma $(t = \alpha/2)$ e i a partir do ângulo de desvio mínimo e do ângulo do prisma $(i = (\alpha + \delta_{min})/2)$ e consequentemente obter a relação (1) para o cálculo do índice de refração:

$$\sin i = n \sin t \to n = \frac{\sin(\frac{\alpha + \delta_{min}}{2})}{\sin(\alpha/2)}$$
 (22)

Vamos agora provar que este ponto de estacionariedade é efectivamente um mínimo. Para isso, é necessário calcular $\frac{d^2\delta}{di^2} = 0$ e verificar que é uma quantidade positiva para os valores que anulam a primeira derivada. Aplicando derivada em ordem a i_1 à expressão (16) obtém-se

$$\frac{\mathrm{d}^2 \delta}{\mathrm{d}i_1^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}i_1} \left(-\frac{\cos i_2 \cos i_1}{\cos t_2 \cos t_1} \right) \tag{23}$$

em que todos os argumentos das funções coseno dependem de i_1 . Obtém-se quatro parcelas, que são:

$$\frac{\cos i_1}{\cos t_2 \cos t_1} \frac{d}{di_1} \cos i_2 = \frac{\cos i_1}{\cos t_2 \cos t_1} (-\sin i_2) \frac{di_2}{di_1}$$
 (24)

$$\frac{\cos i_2}{\cos t_2 \cos t_1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}i_1} \cos i_1 = \frac{\cos i_2}{\cos t_2 \cos t_1} (-\sin i_1) \tag{25}$$

$$\frac{\cos i_2 \cos i_1}{\cos t_1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}i_1} (\cos t_2)^{-1} = \frac{\cos i_2 \cos i_1}{\cos t_1} \sin t_2 (\cos t_2)^{-2} \frac{\mathrm{d}t_2}{\mathrm{d}i_1}$$
(26)

$$\frac{\cos i_2}{\cos t_2 \cos i_1} \frac{d}{di_1} \cos i_1 = \frac{\cos i_2}{\cos t_2 \cos i_1} (-\sin i_1) \qquad (25)$$

$$\frac{\cos i_2 \cos i_1}{\cos t_1} \frac{d}{di_1} (\cos t_2)^{-1} = \frac{\cos i_2 \cos i_1}{\cos t_1} \sin t_2 (\cos t_2)^{-2} \frac{dt_2}{di_1} \qquad (26)$$

$$\frac{\cos i_2 \cos i_1}{\cos t_2} \frac{d}{di_1} (\cos t_1)^{-1} = \frac{\cos i_2 \cos i_1}{\cos t_2} \sin t_1 (\cos t_1)^{-2} \frac{dt_1}{di_1} \qquad (27)$$

Atendendo a (12) e (14) substituidos em (24) e em (26) e a (15) substituido em (27), as quatro parcelas conduzem respetivamente às expressões seguintes que são simplificadas quando se substitui n (10) e se impõem as condições que foram obtidas para o zero de $\frac{d\delta}{di}$

$$\frac{\cos i_1}{\cos t_2 \cos t_1} (-\sin i_2) \frac{\cos i_1}{n \cos t_1} = \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} \frac{\cos i}{\sin i}$$

$$(28)$$

$$\cdots = -\frac{\sin i}{\cos i} \tag{29}$$

$$\begin{aligned}
\cdots &= -\frac{1}{\cos i} \\
\cdots &= -\frac{\sin i}{\cos i} \\
\cdots &= \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} \frac{\cos i}{\sin i}
\end{aligned} (30)$$

$$\cdots = \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} \frac{\cos i}{\sin i} \tag{31}$$

Assim obtém-se

$$\frac{d^2 \delta}{di_1^2} = -2 \tan^2 t \, \frac{1}{\tan i} + 2 \tan i = 2 \, \tan i \left(1 - \frac{\tan^2 t}{\tan^2 i} \right) \tag{32}$$

Esta expressão é positiva para $\tan^2 t < \tan^2 i$ o que implica t < i $(i, t \le \pi/2)$, i.e. para n>1, e é negativa para n<1. No caso do prisma de vidro imerso no ar tem-se n>1 e portanto a expressão (32) será positiva, o que confirma que a condição de estacionariedade corresponde a um mínimo.

A3. Poder de resolução do prisma

Vamos determinar uma expressão geral para o poder de resolução de um prisma. A capacidade de observar separadamente dois comprimentos de onda muito próximos está relacionada com a variação do ângulo de desvio δ com o comprimento de onda λ , que se designa por dispersão angular $\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\lambda}$ e que depende do coeficiente de dispersão $\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}$ na forma

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}n} \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda} \tag{33}$$

Atendendo a (9) $\frac{d\delta}{dn} = \frac{dt_2}{dn}$ (para α e i_1 constantes). Considere-se de novo a lei de Snell-Descartes para os feixes de entrada e de saída, Eq. (10). Derivando ambas as relações em ordem a n obtém-se

$$\cos t_2 \cdot \frac{\mathrm{d}t_2}{\mathrm{d}n} = \sin t_2 + n \, \cos i_2 \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}n} \tag{34}$$

$$0 = \sin t_1 + n \cos t_1 \frac{\mathrm{d}t_1}{\mathrm{d}n} \tag{35}$$

Podemos usar ambas as igualdades para eliminar n. Além disso, da expressão (8) sabemos que, em geral, $\alpha=t_1+i_2$ e portanto $\frac{\mathrm{d}t_1}{\mathrm{d}n}=-\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}n}$. Obtém-se assim após simplificação

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}n} = \frac{\sin i_2}{\cos t_2} + \frac{\sin t_1 \cos i_2}{\cos t_2 \cos t_1} = \frac{\sin \alpha}{\cos t_2 \cos t_1} \tag{36}$$

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}n} = \frac{\sin i_2}{\cos t_2} + \frac{\sin t_1 \cos i_2}{\cos t_2 \cos t_1} = \frac{\sin \alpha}{\cos t_2 \cos t_1}
\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda} \frac{\sin \alpha}{\cos t_2 \cos t_1}$$
(36)

onde foi usada a propriedade $\sin \alpha = \sin (t_1 + i_2) = \sin t_1 \cos i_2 + \cos t_1 \sin i_2$. Considerando um feixe paralelo de largura l_1 como se indica na Figura 5, que incide no prisma segundo um ângulo i_1 e que emerge segundo t_2 com largura l_2 , fazendo um percurso máximo no prisma l, pode provar-se (os senos dos ângulos de um triângulo são diretamente proporcionais aos lados opostos) que

$$\frac{\sin \alpha}{l} = \frac{\sin(\pi/2 - t_1)}{AC} = \frac{\cos t_1}{AC} \tag{38}$$

e atendendo a que $l_2 = AC \cos t_2$, a Eq. (37) pode ser simplificada para

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda} \frac{l}{l_2} \tag{39}$$

Assim, uma pequena variação de comprimento de onda $\Delta\lambda$ produz uma variação do ângulo de desvio $\Delta \delta$ tal que

$$\Delta \delta = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda} \frac{l}{l_2} \Delta \lambda \tag{40}$$




Figura 5: Trajeto de um feixe luminoso paralelo num prisma.




Figura 6: Critério de Rayleigh da resolução de duas riscas espetrais (a vermelho a soma da intensidade das riscas.

O critério de Rayleigh para que dois comprimentos de onda estejam resolvidos, i.e. possam ser detectados separadamente, é que o máximo de intensidade (de ordem $n \geq 1$) de um deles coincida com o mínimo de intensidade do outro (Figura 6)

Pelas leis de difração, o primeiro mínimo de intensidade da figura de difração de uma fenda de largura l_2 dista angularmente do máximo principal de: $\sin \theta = \lambda/l_2$. Para dois comprimentos de onda muito próximos, $\sin \theta \approx \theta$, que neste caso é o desvio angular $\Delta \delta$. Assim $\Delta \delta = \lambda/l_2$ e obtém-se para a resolução do prisma:

$$R_{\lambda} = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = l \left(\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda} \right)_{\lambda} \tag{41}$$

Bibliografia

Óptica (2.ª ed.), Eugene Hecht, Fund. Calouste Gulbenkian, 2002.